

Zielona Góra, 28.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/mHohs-13/III/2020

W ramach realizacji przez LfC Sp. z o.o. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do złożenia oferty na:

Tabela 1

L.p.	Przedmiot zapytania	Ilość
1.	<p>Oslona na brodeę</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Wykonana z tkaniny polipropylenowej (PP); — Wszyta gumka; — Przepuszczająca powietrze. 	<p>1 000 szt.</p>
2.	<p>Rękawice jednorazowe Nitrylowe typu SemperCare lub Maimed lub równoważne</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z nitrylu; — Do użytku w medycynie, przemyśle spożywczym i produkcji; — Wykonanie z syntetycznego kauczuku nitrylowego, bez wosków, silikonu czy plastyfikatorów; — Kategoria 3 - czynniki wysokiego ryzyka; — Na prawą i lewą rękę; — Z teksturowanymi palcami; — Zwijany mankiet zapobiegający przedostawaniu się brudu do rękawicy; — Niejałowe; — Bezpudrowe; — Nie powodujące uczuleń i alergii -hypoalergiczne; — Wyprodukowane zgodnie z DIN EN 455 1,2,3,4, EN 374 1, 2, 3, ASTM 6319, AQL 1.5 — wymagania: EN 455 1, 2, 3; — Oznaczenie CE: Na każdym poziomie opakowań; — Klasyfikacja CE: Klasa I; — EN-374-2 ochrona bakteriologiczna; — EN-374-3 odporność chemiczna; — Okres ważności: 5 lat. 	<p>Rozmiar S – 25 opakowań po 100 szt. lub równoważne ilości jednak nie więcej niż 300 szt. w opakowaniu.</p> <p>Rozmiar M – 25 opakowań po 100 szt. lub równoważne ilości jednak nie więcej niż 300 szt. w opakowaniu.</p> <p>Rozmiar L – 25 opakowań po 100 szt. lub równoważne ilości jednak nie więcej niż 300 szt. w opakowaniu.</p> <p>Rozmiar XL – 5 opakowań po 100 szt. lub równoważne ilości jednak nie więcej niż 300 szt. w opakowaniu.</p>

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email: lfc@lfc.com.pl, www.lfc.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email: rd@lfc.com.pl

Projekt pt.: „Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.



3.	<p>Czepek chirurgiczny</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Wykonany z tkaniny polipropylenowej (PP); — Zakończony gumką; — Przepuszczający powietrze. 	1 000 szt.
5.	<p>Maseczka ochronna chirurgiczna 3-warstwowa jednorazowa</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Produkt wykonany z polipropylenu; — Wysoka przepuszczalność powietrza, zapewniająca swobodę oddychania; — Warstwa filtracyjna o wysokiej gęstości; — Regulowany klips na nos; — Wygodne mocowanie za uszy; — Maseczka ochronna FFP1. 	10 opak. po 50 szt. lub równoważne

Uwagi:

- a) termin oczekiwania na ofertę: 05.10.2020;
- b) dopuszcza się potwierdzenie spełnienia norm równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że norma równoważna odpowiada normom, do których odwołuje się Zamawiający.
- c) przedmiot zamówienia musi zawierać wszelkie dodatkowe koszty;
- d) minimalny okres ważności oferty: 1 miesiąc;
- e) dane do faktury VAT:

LfC Sp. z o.o.,

929-011-26-10

ul. Kozuchowska 41,

65-364 Zielona Góra,

- f) kryterium wyboru oferty:

- zgodność ze specyfikacją zapytania - kryterium dopuszczające,

- najniższa cena - 100%;

Do oceny każdej pozycji z oferty pod względem kryterium ceny zostanie zastosowany wzór:

$$K1 = C_n / C_b * 100$$

Oznaczenia:

C_n – najniższa cena;

C_b - cena złożonej oferty;



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- g) Oferent składając ofertę oświadcza, że nie istnieją powiązania osobowe/kapitałowe z Zamawiającym;
- h) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- i) Zakup realizowany jest w ramach **Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój**.

Adres kontaktowy: LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk, tel. +48 68 321 92 00, fax +48 68 320 47 18, email: lfc@lfc.com.pl, www.lfc.com.pl
Siedziba firmy: LfC Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra, tel. +48 68 322 47 79, fax +48 68 327 19 39, email: rd@lfc.com.pl

Projekt pt.: „Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.